

Wielorazowe tampony CONTAM

We współczesnej uroginekologii należy dążyć do stosowania mało inwazyjnych, skutecznych metod leczenia zachowawczego. Jedną z nich jest stosowanie specjalnych, cieszących się dużym powodzeniem, wielorazowych tamponów. Zastosowanie specjalnego, elastycznego, delikatnego materiału medycznego PVA (polimeru winylowego) do wykonania tamponu daje chorej duży komfort stosowania. Używa się go wielorazowo - do kilkunastu aplikacji. Zaletą jest prosty sposób aplikacji i higiena tamponu. Po umyciu rąk wkłada się tampon do ciepłej wody i czeka, aż zrobi się miękki i elastyczny (zwykle na około 1 minutę), a następnie wyciska nadmiar wody. Chora umieszcza go w pochwie – dość płytko przy nietrzymaniu moczu, głęboko w obniżeniu narządu rodowego. Tampon wyjmuje się w pozycji kucznej pociągając za sznurek. Zakłada się go na maksymalnie 12 godzin, po tym czasie usuwa się go, myje i wygotowuje przez 3-5 minut.

Sklep: www.pessary.pl

Strona internetowa: www.tampony.info

Informacja o szkoleniach: www.uroginekologia.info.pl

Tampony dla kobiet z nietrzymaniem moczu

Wielorazowe tampony podpierające ze sznurkiem – w kształcie cylindra



Tampon dopochwowy w kształcie cylindra stosuje się do leczenia wysiłkowego lub mieszanego (wysiłkowego i nagłającego) nietrzymania moczu oraz różnych stopni wypadania pochwy i macicy. Działa również w przypadku trudności w oddawaniu moczu. Czasami jest skuteczny u chorych po nieudanych operacjach, gdy zrosty w pochwie uniemożliwiają skuteczne zastosowanie pessarów.

Dostępnych jest pięć rozmiarów tych tamponów, których wielkość dopasowuje się na wizycie u ginekologa. Chora sama może również dobrać rozmiar tamponu. W tym celu musi zakupić sobie zestaw startowy tamponów i sama wypróbować odpowiedni rozmiar. Istnieją dwa rodzaje starterów tamponów cylindrycznych Contam (zawierają tampony nr 1, 2, 3 oraz 3, 4, 5). W zależności od szerokości pochwy wybiera się zestaw z mniejszymi lub większymi tamponami i pacjentka sama testuje w domu, z którym tamponem czuje się najlepiej.

Tampon Contam Mini	55x20 mm	nr 1
Tampon Contam Regular	55x23 mm	nr 2
Tampon Contam Extra	60x28 mm	nr 3
Tampon Contam Extra Plus	60x36 mm	nr 4
Tampon Contam Super Plus	60x42 mm	nr 5

Dystrybucja w Polsce: Centrum Medyczne "Być kobietą..."

Stare Krasnodęby 15B, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Tel. +48 509 492 281, +48 505 116 335, +48 505 116 336

Sklep: www.pessary.pl www.tampony.info pessary.pl@gmail.com

Produkcja w Niemczech: Med.SSE-System GmbH



Wielorazowe tampony CONTAM

Wielorazowe tampony CONTAM stosowane do leczenia nietrzymania moczu i obniżenia narządu rodnego oraz zaburzeń w oddawaniu moczu. Zalecanie jest stosowanie tamponów dopochwowych tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. U niektórych będzie to tylko podczas sportu lub tańca, u innych przez cały dzień. Mogą być skuteczne u chorych po nieudanych operacjach, gdy zrosty w pochwie uniemożliwiają skuteczne zastosowanie pessara. Mają one również zastosowanie tam, gdzie mięśnie dna miednicy źle funkcjonują, jest szerokie wejście do pochwy albo zastarzałe pęknięcie krocza, a pessary cewkowe i cewkowe kołnierzone nie byłyby skuteczne. U młodych dziewcząt, które jeszcze nie rodziły, rozmiary tamponów będą mniejsze. U kobiet po porodach zwykle stosuje się średnie lub duże rozmiary. Oprócz tamponów stosowanych w uroginekologii istnieją tampony używane w proktologii m.in. do leczenia nietrzymania stolca.

Sklep: www.pessary.pl

Strona internetowa: www.tampony.info

Informacja o szkoleniach: www.uroginekologia.info.pl

Tampony dla pacjentek z zaburzeniami statyki narządu płciowego

Wielorazowe tampony podpierające ze sznurkiem – w kształcie kostki



Wielorazowe tampony kostkowe są skuteczne w leczeniu różnych rodzajów zaburzeń statyki narządu rodnego i w przypadku trudności w oddawaniu moczu. Stosowane również do leczenia nietrzymania moczu: wysiłkowego lub mieszanego (wysiłkowego i naglącego). Mogą być używane kobiet z nietypowym układem pochwy (zmiany anatomiczne po wcześniejszych operacjach - zrosty, szersza i krótsza pochwa). Można indywidualnie zmodyfikować ich kształt, ponieważ dostosowują się one do budowy pochwy (w celu lepszego dopasowania można dowolnie obciąć fragment tamponu). Delikatna struktura umożliwia zastosowanie ich nawet w przypadku odleżyn.

Obecnie jest dostępnych 3 rozmiarów kostek. Na wizycie ginekologicznej dopasowujemy rozmiar kostki i instruujemy chorą, jak jej używać. W razie wątpliwości, czy dobraliśmy właściwy rozmiar albo jeśli pacjentka chce sama dopasować wielkość kostki, można skorzystać ze starterów tamponów - pakowanych po trzy kostki (nr 1, 2, 3).

Tampon Contam kostka 32x32 mm	nr 1
Tampon Contam kostka 37x37 mm	nr 2
Tampon Contam kostka 42x42 mm	nr 3

Dystrybucja w Polsce: Centrum Medyczne "Być kobietą..."

Stare Krasnodęby 15B, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Tel. +48 509 492 281, +48 505 116 335, +48 505 116 336

Sklep: www.pessary.pl www.tampony.info pessary.pl@gmail.com

Produkcja w Niemczech: Med.SSE-System GmbH

